



Germodis®
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

TEKNA - SCHEDE TECNICA

DISINFETTANTE ALCOLICO

DETERGENTE DISINFETTANTE ALCOLICO della Linea TEKNA è un Presidio Medico Chirurgico a base alcolica contenente Sali di Ammonio Quaternario e Clorexidina attivi su funghi e batteri, compresi Salmonella e Listeria.

DETERGENTE DISINFETTANTE ALCOLICO della Linea TEKNA è un detergente/disinfettante pronto all'uso per uso professionale; è indicato per la disinfezione e deterzione rapida di tutte le superfici quali piani d'appoggio, macchinari, nastri trasportatori, riempitrici, utensili da taglio (per esempio affettatrici), attrezzature e oggetti nel settore e nell'industria alimentare.

DETERGENTE DISINFETTANTE ALCOLICO della Linea TEKNA è facile e pratico da usare, evapora velocemente e di conseguenza asciuga rapidamente. Non macchia e non lascia aloni.

DETERGENTE DISINFETTANTE ALCOLICO della Linea TEKNA è efficace inoltre per l'eliminazione di residui di grasso e sostanze proteiche e consente di pulire e disinfettare contemporaneamente ogni tipo di superficie.

DETERGENTE DISINFETTANTE ALCOLICO della Linea TEKNA non contiene profumi ed è quindi un prodotto idoneo per i piani HACCP.



ISTRUZIONI PER L'USO

Agitare prima dell'uso. Spruzzare gli oggetti e le superfici da disinfettare da una distanza di circa 30 cm fino a che tutto sia completamente inumidito. Lasciare agire per 3 minuti e quindi passare un panno.

CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
K011	Flacone da 1000 ml con trigger	Scatola da 12 flaconi

Dati logistici

Barcode	ITF	Misura scatola (mm)	Composizione pallet
8009110025929	08009110025929	335 l x 253 p x 301 h	40 ct (4 piani da 10 scatole)

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.



Germodis®
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

TEKNA - SCHEDA TECNICA

DISINFETTANTE ALCOLICO

COMPOSIZIONE

100,0 g di prodotto contengono:

Clorexidina digluconato 0,1 g; Benzalconio cloruro 0,1 g; Alcol isopropilico; Alcol etilico; Coformulanti; acqua depurata q.b. a 100,0 g.

CARATTERISTICHE

Liquido senza profumo aggiunto.

BIODEGRADABILITÀ

Detergente conforme al Regolamento CE n°648/2004.

ATTIVITÀ

Soluzione idroalcolica disinfettante. DETERGENTE DISINFETTANTE ALCOLICO è attivo contro batteri (compresi Salmonella, Listeria) e funghi.

TEST

EN 1650; EN 1276; EN 13697.

AVVERTENZE

Evitare l'impiego su materiali deteriorabili dall'alcol.

VALIDITÀ

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.

AUTORIZZAZIONI

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 19.354.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI UTILIZZATORI PROFESSIONALI